

Система [Merabit](#) имеет возможность совместной работы с системой измерения оптической плотности EloCheck фирмы [Biotronix](#). EloCheck - автономный прибор, работающий под управлением компьютера.

[Дистрибутив и описание на русском языке](#) .

- Для совместного функционирования необходимо установить дистрибутив EloCheck на компьютер.

- Дистрибутив по умолчанию устанавливает файлы в папке **C:\Program Files\Biotronix\EloCheck\EloCheckSingle2.08**

- После этого надо заменить файл EloCheck.exe в этой папке таким же файлом, который имеется в архиве.

- Для определения серийного номера EloCheck надо запустить программу, которая содержится в архиве: **Distrib/Tools/Biotronix-ConnectTest/ftdi_project.exe**. Затем нажимаем

Port Control

и в поле Connect FTDI находим значение из 8 букв и цифр.

- В файле BioTools.ini в секции [OD] устанавливаем значение OD=1
- В файле BioTools.ini в секции [OD] устанавливаем значение ODProc = 1 - это номер процесса, который работает совместно с EloCheck. Всего процессов может быть 4.